

ネッチジャパン株式会社

サービスグループ

お客様 各位

キセノンフラッシュアナライザー LFA447 Nanoflash
メンテナンス保守部品販売終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、この度は、長らくご愛顧頂いておりますキセノンフラッシュアナライザー LFA447 Nanoflash に関しまして、内部で使用されております電子部品を中心として補修部品の供給が困難なものが増えてきており、これにより故障内容によりましては修理が不可能な状況が発生し、お客様の分析業務に多大な影響を与える恐れがございますため、下記の通りメンテナンス保守部品販売終了のご案内をさせていただきます。

期日以降での販売は致しませんので、ご検討の程よろしくお願い申し上げます。

今後、最新モデルへの更新も含めて、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. メンテナンス保守部品販売終了対象品

- ・ Xe フラッシュランプモジュール (P/N 2.256.2-07.5.00) 定価 ¥321,000-(税抜き)
- ・ 各種サンプルホルダー
- ・ 各種参照試料
- ・ Windows10 用更新ソフト PC 本体を除くソフトウェアのみ
 - Proteus Ver 4.7 以下 定価 ¥177,000- (税抜き)
 - Proteus Ver 4.8 以上 定価 ¥141,000- (税抜き)

別紙、メンテナンス保守終了の御案内に記載しております、InSb 赤外線検出器、PC104 プロセッサ基板、キャパシターベースボードにつきましては御提供が御座いません。

2. 販売受付サービス終了日

2022 年 6 月 30 日までに御注文書を発行頂いたお客様まで

3. お問い合わせ先

ネッチジャパン株式会社

担当：サービスグループ

電話：045-453-1981

Email：NJA-CustomerService@netzsch.com

以上